

## Contact lens solution

**CZ** Roztok na kontaktní čočky

VÍCEÚČELOVÝ ROZTOK 100/360 ml

Víceúčelový roztok pro kompletní údržbu všech typů kontaktních čoček.

**Indikace:** Dezinfekce, uchování, čištění, hydratace, lubrikace, oplachování a odstraňování zbytku bílkovin z povrchu kontaktních čoček.

### Návod k použití:

- Pečlivě si umyjte a osušte ruce;
- naplňte obě části pouzdra na čočky roztokem, nejlépe však zkontrolujte, že je pouzdro prázdné a čisté; pak jednotlivě vložte kontaktní čočky do příslušné části pouzdra;
- pouzdro pevně uzavřete a ponechte kontaktní čočky v roztoku minimálně 4 hodiny, nebo nejlépe přes noc;
- před otevřením pouzdem s čočkami jemně zatřeste;
- před vyjímáním kontaktních čoček z pouzdra si pečlivě umyjte a osušte ruce;
- čočku si položte do dlaně, pokapejte ji roztokem z lahvičky; pak jemně jej rozetřete po povrchu čočky;
- před nasazením opláchněte kontaktní čočky čerstvým roztokem;
- po každém použití pouzdro na čočky vyprázdněte;
- zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

### Upozornění:

- V případě podráždění očí přestaňte prostředek používat a obraťte se na odborníka;
- nepoužívejte v případě alergie nebo precitlivlosti na některou ze složek prostředku;
- skladujte v suchu, mimo dosah zdrojů tepla při teplotě od 5 °C do 35 °C;
- uchovávejte mimo dosah dětí;
- nepolykejte;
- nemíchejte s jinými roztoky;
- nepoužívejte prostředek po uplynutí doby použitelnosti;
- spotřebujte do 90 dnů od prvního otevření;
- sterilní jen do otevření;
- nepoužívejte prostředek, pokud se lahvička jeví poškozená;
- nepoužívejte roztok opakovaně;
- nedotýkejte se kápátka, aby nedošlo ke kontaminaci;
- po každém použití lahvičku pevně uzavřete.

**Složení:** Kyselina hyaluronová, HPMC, PHMB, PVP, Pluronic, edetát disodný, izotonický pufovaný roztok s pH 7,2.

**Neobsahuje:** Benzalkoniumchlorid, chlorhexidin, parabeny, fenoxetylano, thimerosal a složky živočišného původu.

Datum poslední revize: 30.09.2022

**MD** zdravotnický prostředek

## Contact lens solution

**SK** Roztok na kontaktné šošovky

VÍACÚČELOVÝ ROZTOK 100/360 ml

Viacúčelový roztok na kompletnú starostlivosť o všetky typy kontaktných šošoviek.

**Indikácie:** Dezinfekcia, uchovávanie, čistenie, hydratacia, lubrikácia, oplachovanie a odstraňovanie zvyškov bielkovín z povrchu kontaktných šošoviek.

### Návod na použitie:

- Dôkladne si umyte a vysušte ruky;
- naplňte obe časti puzdra na šošovky roztokom, najskôr však skontrolujte, či je puzdro prázdné a čisté; potom vložte jednu aj druhú kontaktnú šošovku do príslušnej časti puzdra;
- puzdro pevne zatvorte a ponechajte kontaktné šošovky v roztoku minimálne 4 hodiny alebo najlepšie na noc;
- pred otvorením puzdrom so šošovkami jemne zatrasťte;
- pred vyberaním kontaktných šošoviek z puzdra si dôkladne umyte a osušte ruky;
- šošovku si položte do dlane a nalejte na ňu roztok z fľaštičky, potom jemne potrite povrch oboch strán;
- pred použitím opláchnite kontaktné šošovky čerstvým roztokom;
- po každom použití puzdro na šošovky vyprázdnite;
- zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

### Upozornenie:

- V prípade podráždenia očí prestaňte výrobok používať a obraťte sa na odborníka;
- nepoužíajte v prípade alergie alebo precitlivlosti na niektoré zložky výrobku
- skladujte v suchu, mimo dosahu zdrojov tepla pri teplotě od 5 °C do 35 °C;
- uchovávejte mimo dosah detí;
- neprehĺtajte;
- nemiešajte s inými roztokmi;
- nepoužíajte výrobok po uplynutí času použiteľnosti;
- spotrebujte do 90 dní od prvého otvorenia;
- sterilný len do otvorenia;
- nepoužíajte výrobok, ak sa fľaštička javí poškodená;
- nepoužíajte roztok opakovaně;
- nedotýkajte sa kvapkadla, aby ste zabránili kontaminácii;
- po každom použití fľaštičku pevne zatvorte.

**Zloženie:** Kyselina hyaluronová, HPMC, PHMB, PVP, Pluronic, edetát disodný, izotonický pufovaný roztok s pH 7,2.

**Neobsahuje:** Benzalkóniumchlorid, chlórhexidin, parabény, fenoxetylano, tiomersal a zložky živočišného pôvodu.

Dátum poslednej revízie: 30.09.2022

**MD** zdravotnícka pomôcka

## Contact lens solution

**IT** Soluzione per lenti a contatto

SOLUZIONE UNICA 100/360 ml

Soluzione unica per la manutenzione completa di tutti i tipi di lenti a contatto.

**Indicazioni:** Disinfezione, conservazione, deterzione, idratazione, lubrificazione, risciacquo e rimozione dei residui proteici dalla superficie della lente a contatto.

### Istruzioni per l'uso:

- Lavare e poi asciugare accuratamente le mani;
- riempire con la soluzione entrambi gli scomparti del portaelenti accertandosi che sia vuoto e pulito e riporre ciascuna lente a contatto nell'apposito scomparto del portaelenti;
- chiudere bene il portaelenti e lasciare le lenti a contatto immerse almeno 4 ore o meglio tutta la notte;
- prima di aprire il portaelenti, agitarlo delicatamente;
- lavare ed asciugare accuratamente le mani prima di rimuovere la lente a contatto dal portaelenti;
- strofinare delicatamente sul palmo della mano la lente a contatto su entrambi i lati con soluzione fresca;
- sciacquare la lente a contatto con della soluzione fresca prima dell'applicazione;
- svuotare il portaelenti ad ogni uso;
- smaltire secondo le norme vigenti.

### Avvertenze:

- In caso di irritazione oculare interrompere l'uso e contattare uno specialista;
- non usare in caso di allergia o ipersensibilità verso uno dei componenti del prodotto;
- tenere lontano da fonti di calore, conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra 5 °C e 35 °C;
- tenere fuori della portata dei bambini;
- non ingerire;
- non miscelare ad altre soluzioni;
- non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza;
- utilizzare entro 90 giorni dalla prima apertura;
- sterile fino all'apertura;
- non usare il prodotto se il flacone appare danneggiato;
- non riutilizzare la soluzione;
- non toccare il beccuccio contagocce per evitare contaminazioni;
- richiudere bene il flacone subito dopo l'uso.

**Composizione:** Acido ialuronico, HPMC, PHMB, PVP, Pluronic, disodio edetato, soluzione isotonica tamponata a pH 7,2.

**Non contiene:** Benzalconio cloruro, clorexidina, fenossietanolo, parabeni, thimerosal e componenti di origine animale.

Data ultima revisione: 30.09.2022

**MD** dispositivo medico

 Omisan farmaceutici  
via G. Galilei, Guidonia M. (RM)  
Italia/Taliansko/Italia/Włoczy/Itallja

**CE**  
0051

**Distributor/Distribútor:**  
Dr. Max Pharma s.r.o.,  
Na Florenci 2116/15, Nové Město,  
110 00 Praha 1, Česká republika

**Distributore:**  
Dr. Max Pharma s.r.o.,  
Na Florenci 2116/15, Nové Město,  
110 00 Praha 1, Repubblica Ceca

 **STERILE A**

 5°C - 35°C