

Dr. Max Hydrocolloid Plasters

Hydrokoloidní náplasti Zdravotnický prostředek

CZ Návod k použití

Hydrokoloidní látka je doporučovaná zejména pro ochranu puchýřů způsobených třením nebo povrchovým popálením.

Způsob použití:

Postiženou oblast pečlivě očistěte a osušte, v případě potřeby dezinfikujte.

Vyjměte náplast z obalu a odstraňte jeden ze dvou ochranných štítků.

Aplikujte první polovinu náplasti tak, aby hydrokoloidní vrstva byla uprostřed postižené oblasti.

Odstraňte druhý ochranný štítek a dokončete aplikaci náplasti.

Náplast opatrně přitlačte a pečlivě vyhladte.

Počkejte několik okamžiků, než náplast dokonale přilne k pokožce. Doporučuje se náplast vyměnit, jakmile se sama odlepi.



Okamžitá úleva od bolesti a tlaku • Pomáhá při hojení rán
• Dlouhotrvající ochrana • Hypoalergenní adhezivum • Dermatologicky testováno • Voděodolná • Neobsahuje PVC

Upozornění:

Pouze pro vnější použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Čtěte pozorně návod k použití. V případě vedlejších účinků nebo přecitlivělosti na výrobek jeho použití přerušete. Funkčnost a bezpečnost výrobku je zaručena neporušeností obalu. Nepoužívejte v případě infikovaných ran. V případě diabetu nebo problémů oběhové soustavy používejte pouze po konzultaci s lékařem. Případné závažné příhody nahláste výrobci a příslušnému úřadu.

Datum poslední revize: 25. 5. 2023

Dr. Max Hydrocolloid Plasters

Hydrokoloidné náplasti Zdravotnícka pomôcka

SK Návod na použitie

Hydrokoloidná látka odporúčaná najmä na ochranu pľuzgierov, ktoré vznikli v dôsledku trenia alebo povrchových popálenín.

Spôsob použitia:

Postihnutú oblasť dôkladne očistite a osušte, v prípade potreby dezinfikujte.

Vyberte náplasť z obalu a odstráňte jednu z dvoch ochranných štítkov.

Aplikujte prvú polovicu náplasti tak, aby sa hydrokoloidná vrstva nachádzala v strede postihnutej oblasti.

Odstráňte druhý ochranný štítek a dokončite aplikáciu náplasti.

Náplasť opatrne pritlačte a vyhladte.

Počkajte niekoľko okamihov, kým náplasť dokonale priľne k pokožke. Náplasť sa odporúča vymeniť, akonáhle sa sama odlepi.



Okamžitá úľava od bolesti a tlaku • Pomáha pri hojení rán

• Dlhotrvajúca ochrana • Hypoalergénne adhezívum
• Dermatologicky testované • Nepremokavá • Neobsahuje PVC

Upozornenie:

Len na vonkajšie použitie. Uchovávať mimo dosahu detí. Pozorne si prečítajte návod na použitie. V prípade vedľajších účinkov alebo precitlivenosti na výrobok prerušte používanie. Neporušený obal je zárukou funkčnosti a bezpečnosti výrobku. Nepoužívajte na infikované rany. Pri cukrovke alebo problémoch s krvným obehom používajte len po konzultácii s lekárom. Případné závažné nehody nahláste výrobci a příslušnému úřadu.

Datum poslednej revízie: 25. 5. 2023

Dr. Max Hydrocolloid Plasters

Cerotti idrocolloidal Dispositivo medico

IT Istruzioni per l'uso

La sostanza idrocolloidale è particolarmente indicata per la protezione delle vesciche date da strofinamento o leggere scottature.

Modalità di utilizzo:

Pulire e asciugare con cura la zona interessata, disinfettandola se necessario.

Estrarre il cerotto dalla confezione e rimuovere uno dei due lembi di protezione.

Applicare la prima metà del cerotto assicurandosi che lo strato di idrocolloide sia centrato sulla zona interessata.

Rimuovere il secondo lembo di protezione e completare l'applicazione del cerotto.

Premere e dispiegare con cura il cerotto.

Attendere qualche istante per una perfetta aderenza alla pelle.

Si raccomanda di cambiare il cerotto se si stacca da solo.



Sollievo immediato dal dolore e dalla pressione • Contribuisce alla guarigione delle ferite • Protezione prolungata • Adesivo ipoallergenico • Dermatologicamente testato • Impermeabile • Non contengono PVC

Avvertenze:

Solo per uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Interrompere il trattamento in caso di effetti collaterali o di ipersensibilità al prodotto. La funzionalità e la sicurezza del prodotto sono garantite dall'integrità della confezione. Non utilizzare in caso di ferite infette. In caso di diabete o problemi circolatori, utilizzare solo dopo aver consultato un medico. In caso di incidente grave, segnalarlo al fabbricante e alle autorità competenti.

Data dell'ultima revisione: 25. 5. 2023



Eurosirel S.p.A. Viale Europa, 30
Cusago 20047, Milano,
Italia/Taliansko/Italia

Distributor/Distribútor: Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika
Distributore: Dr. Max Italia S.R.L., Via Isonzo, 69, 40033, Casalecchio di Reno (BO), Italia

PRODUKT MIMOEVROPSKÉHO PŮVODU/PRODUKT S PŮVODOM MIMO EÚ/
PRODOTTO DI ORIGINE EXTRA UE



Rev. 00-2023
05/23